

Riskbedömning SB/IB-bench top autoclave

Utförd **2010-05-11** Av **Riskbedömare 2 Livsvetenskaper** på **Systembiologi och industriell bioteknik.**
Andrad senast **2019-01-11** Av **Christer Larsson**

Slutlig bedömning av hela metoden

1. Acceptabel risk

Ange vilka lokaler bedömningen avser

Byggnad 30(b) Kemi kurs/Plan 6/6176G

Metodbeskrivning/Aktivitet

Read SOP

Riskkategori

c: Måttlig risk;

Exponeringsnivå

Låg;

Skyddsventilation

Skyddsnivå 1 - öppen bänk;

Skyltning

Tryckkärl;

Personlig skyddsutrustning

Skyddsglasögon/visir; Skyddshandskar; Skyddsrock;

use special autoclave gloves

Beskriv teknisk utrustning

Never stand in front or lean over an autoclave when opening. Never open an autoclave that is pressurized or over 100 degrees in the chamber.

Yttre miljö

Utsläpp till luft; Utsläpp till vatten;

Avfallshantering

Biologiskt avfall;

All GMOs and other microorganisms must be sterilized via autoclavation before disposed.

Nödutrustning

Förstahjälpentavla; Ögondusch;

Arbetsmoment och omständigheter som är riskfyllda

Upphettning; Genomströmning; Annat;

Be aware of other people in the room when opening and operating autoclaves.

Slutlig bedömning av hela metoden

1. Acceptabel risk;

Signatur Ansvarig chef**Datum**

Christer Larsson